



# MICROSCOPIO AUTO ENFOCABLE DIGITAL CÓDIGO 5302-AF105

AUTOENFOQUE

REALIZA FOTOS  
Y VIDEOS



- Imagen de alta definición 1080P
- Cámara auto enfocable
- Hace fotos y videos. Son guardados en la tarjeta de memoria
- Se puede conectar a la televisión por puerto HDMI
- Exposición automática y balance de blancos
- El brillo y la proporción de contrsastes son ajustables
- Punto de mira (Colores azul, verde, rojo, amarillo, negro y marrón)



Punta de mira (Colores azul, verde, rojo, amarillo, negro, marrón)



Memoria de 8GB y soporte (incluido)

## ESPECIFICACIONES

<b>Ampliación</b>	1.8X~27.5X (on 28" TV)
<b>Sensor</b>	1/2.8" CMOS
<b>Pixel</b>	2M
<b>Resolución</b>	1920×1080
<b>Frames</b>	60fps
<b>Distancia autoenfocable</b>	100mm~∞
<b>Salida de datos</b>	HDMI
<b>Fuente de alimentación</b>	Adaptador corriente
<b>Dimensiones (LxWxH)</b>	500×280×410mm
<b>Peso</b>	17kg

## EQUIPO ESTÁNDAR

<b>Unidad principal</b>	1 ud
<b>Iluminación LED</b>	1 ud
<b>Tarjeta memoria de 8GB y soporte</b>	1 ud
<b>Ratón</b>	1 ud
<b>Cable HDMI (Para TV)</b>	1 ud
<b>Fuente de alimentación</b>	2 uds

## DISTANCIA FOCAL, AMPLIACIÓN Y TAMAÑO DE IMAGEN (ENFOQUE MANUAL)

Distancia focal (mm)	Ampliación (En TV de 28'')	Tamaño imagen (mm)
100mm	4.5~27.5X	24×14~161×90mm
150mm	3~21X	30×17~240×128mm
200mm	2.3~17.5X	38×20~305×176mm
250mm	2~15X	42×24~320×210mm
270mm	1.8~14.4X	43×25~378×240mm