


# MICROSCOPIO PORTATIL DE MEDICIÓN SERIE ISM-PM



## ESPECIFICACIONES

Código	ISM-PM20	ISM-PM40	ISM-PM50	ISM-PM100
Total magnification	20X	40X	50X	100X
Ocular	10X con graduación	10X with graduation	10X con graduación	10X con graduación
Objective (achromatic)	2X (numerical aperture: 0.05)	4X (apertura numérica: 0.1)	5X (apertura numérica: 0.12)	10X (apertura numérica 0.25)
Distancia de trabajo	17.2mm	18mm	17.6mm	7mm
Graduación	0.05mm	0.025mm	0.02mm	0.01mm
Campo de visualización	Ø9mm	Ø4.5mm	Ø3.6mm	Ø1.8mm
Rango del foco	30mm			
Iluminación	LED			
Diámetro de la base	Ø63mm			
Altura	210mm			
Peso	650g			

## EQUIPO ESTÁNDAR

Unidad principal	1ud
Lápiz óptico	1ud
Batería (AAA)	2uds